

ID 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

# LOVE P

UnCuff



- 소아전용 기관절개튜브입니다. (Cuff 없는 기본 타입)
- 성인 튜브 대비 더욱 부드러운 재질로 제작되었습니다.

ID 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

# LOVE PF

Fenestra



- 발성창(Fenestra)을 통해 발성 연습을 할 수 있습니다.
- Speech Valve의 장착이 가능하도록 설계되어 있습니다.

ID 4.0 4.5 5.0 5.5

# LOVE PC

Cuff



- Cuff가 있는 소아전용 기관절개튜브입니다.
- 부드러운 재질의 Cuff를 적용하였습니다.

ID 4.0 4.5 5.0 5.5

# LOVE PC-S

Cuff + Suction



- Cuff상단의 Suction 기능이 추가된 튜브입니다.
- Suction을 통해 2차 감염(VAP)의 위험을 줄일 수 있습니다.



- ① Speech Valve : 발성연습용 밸브 (LOVE PF에 장착)
- ② O<sub>2</sub> Adaptor : 산소 공급용 장치 (Speech Valve에 장착)
- ③ Sofit-Vent SV-S : 가온가습필터 (소아 전용)
- ④ Sofit-Vent SV-LO2 : 가온가습필터 (w/ Suction Hole)



- ⑤ FixBand-N : 튜브 고정용 밴드
- ⑥ O<sub>2</sub> Supply Tube : 산소 공급용 튜브 (Sofit-Vent에 장착)