



Double Fenestrated


SOFLON

TRACHEOSTOMY

SOFT

×

TEFLON



(주)유신메디칼교역
Yushin Medical & Trading Co., Ltd.

☞ 서울시 양천구 목동중앙북로24길 1-28
☎ 02-3664-4555 | ☎ 02-3664-4163



www.yushinmedical.com



Double Fenestrated

SOFLON

TRACHEOSTOMY

SOFT

×


TEFLON

• NECK PLATE



유연한 재질의 부드러운 착용감

• FENESTRATION



환자 맞춤형 커팅 가이드

• DOUBLE CANNULA




내관 분리형 이중캐놀라

• SPEAKING VALVE



발성 훈련용 밸브

• CAP



자가호흡 훈련용 마개

• COMPONENTS



캐놀라 및 액세서리 구성

• **SOFLON** 규격 (mm)

보험코드(EDI) **K4322108**

사이즈	6	7	8	9	10	11	12	13
외경(OD)	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
내경(ID)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
길이	35.6	39.6	43.6	47.5	51.6	55.6	59.6	63.6

SINGLE-USE · STERILE EO · NON-TOXIC · NON-PYROGENIC