


자가도뇨 소모성재료 개요

1. 급여대상
: 선천성 또는 후천성 신경인성 방광환자로 공단에 등록된 사람
2. 급여항목
: 자가도뇨를 위해 사용하는 자가도뇨카테터 (Self-Catheter)
3. 기준금액 및 급여한도
: 9,000원/일 (1일 6개 한도) 810,000원/90일
4. 지원기준
: 기준금액 범위 내 실구입가의 90%에 해당하는 금액
5. 급여청구
: 국민건강보험공단 전국지사 및 출장소
6. 시행일
: 2017년 1월 1일 부터

카테터 재질별 경도비교



클린케스 CLINCATH®

All Silicone Self-Catheter
(실리콘 자가도뇨카테터)

요양비 지원 및 구입절차

◎ 신규등록자 (최초 구입시)

비뇨기와, 재활의학과

1. 의료기관에서 요류역학검사(UDS) 진단 후 등록신청서와 처방전 발급
2. 등록신청서와 처방전을 지참하고 의료기기 공급업소 방문
3. 자가도뇨 카테터를 구입하고 공단 등록 및 환급절차를 대행의뢰
4. 택배로 자택에서 제품 인수

◎ 기등록자 (재구입시)

비뇨기와, 재활의학과, 신경과, 신경외과, 정형외과

1. 의료기관에서 처방전 발급
2. 처방전을 지참하고 의료기기 공급업소 방문
3. 자가도뇨 카테터를 구입하고 환급절차를 대행의뢰
4. 택배로 자택에서 제품 인수

요양비환급 대행서비스



이제는 100% 실리콘 제품을
1회용으로 사용하세요!



카카오톡 플러스친구

카카오톡 친구검색에서 유신메디칼을 검색하거나
QR코드를 찍으면 보다 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.



(주)유신메디칼
Yushin Medical Co., Ltd.

서울 양천구 목동 중앙북로 24길 1-28 (목동 520-8)
TEL. 02-3664-4555 / FAX 02-3664-4163



유신메디칼 홈페이지
비뇨기와 관련제품 소개 QR코드





(주)유신메디칼은...

- 30년 이상 비뇨기과 관련 실리콘 카테터를 제조해온 국내업체입니다.
- 1985년 최초 Silicone Foley Catheter의 국산화에 성공하였고, 국내는 물론 생산량의 80% 이상을 수출하고 있습니다.
- 클린케스는 100% 실리콘으로 제작된 1회용 자가도뇨관입니다.
- 클린케스는 100% 국내 생산제품입니다.

100% 실리콘을 써야하는 이유...

- 실리콘은 인체에 무해하며 고품질 의료용품에 널리 사용되는 재질입니다.
- 100%실리콘은 라텍스알러지*가 전혀 없는 안심재질입니다. (Latex Free)
- 실리콘은 고무재질이기에 딱딱하지 않고 통증이 적습니다.
- 경도가 적당하여 삽입이 쉽고 출혈가능성이 낮습니다.




재질에 따른 특성비교

	100% 실리콘	PVC	라텍스 (빨간색)
생체반응 (알러지, 염증)	◎ (가장우수)	○ (우수)	× (나쁨)
소변배액속도	○ (빠름)	○ (빠름)	△ (느림)
경도 (통증)	○ (부드러움)	△ (단단함)	○ (부드러움)

클린케스 (CLINCATH)

- 클린케스는 기존의 휴대용 실리콘 셀프카테터(CIC)와 동일한 100% 실리콘 고무로 제작된 1회용 자가도뇨관입니다.




클린케스 규격

규격 및 사이즈 (Fr)	길이 (mm)	재질	포장 단위
남성용 9/10/12/14	350	100% All Silicone	50 ea/box
여성용 9/10/12/14	180		300 ea/ctn box



관련제품 (100% 실리콘 유신제품)



① Foley Catheter (폴리 카테터)

- 비행 또는 장기 여행시 소변백에 연결사용

② Suprapubic Catheter (방광루 카테터)

- 방광루 카테터로 뾰족한 Tip이 없어 방광벽을 자극하지 않습니다.

③ 카테터 마개 (콜뱅이)

- 소변배출구를 막고 필요할 때 열어서 소변을 볼 수 있습니다



④ CIC (휴대용 셀프카테터)

- 휴대를 위한 케이스와 가방이 포함된 휴대용 셀프카테터



⑤ FixBand-UF (폴리 고정용 밴드)

- 허벅지 또는 배에 부착하여 카테터를 고정할 수 있는 밴드

*라텍스 알러지(Latex Allergy)란?

- 라텍스고무에 대한 신체면역체계 이상 반응으로 특히 점막접촉 라텍스 도뇨관의 반복사용으로 발생하는 염증 또는 과민감 반응(아나필락시스쇼크)을 의미합니다.