

Single Cannula (단관)

MERA Flex (Clear)

* () : FLEX C-S

MERA Flex Spec.		
ID	OD	Length
6.0	8.3 (9.0)	55
7.0	9.6 (10.5)	65
7.5	10.3 (11.0)	71
8.0	11.0 (11.5)	76
8.5	11.6 (12.1)	81
9.0	12.3 (12.7)	87
10.0	13.5 (13.9)	97

(mm)



FLEX C-S

Cuff
Suction

- 기관절개 직후용
- 부드러운 재질의 Cuff와 Suction Line이 달려있습니다.
- Suction Line을 통한 Cuff 상단의 분비물 흡입이 가능하여 2차 감염(VAP)의 발생위험을 최소화 할 수 있습니다.
- Suction Line이 튜브 내부에 삽입되어 기관 절개 부위의 자극이 없도록 설계되었습니다. (국내 유일)

■ 구성품



FLEX F

Fenestra

- 자발적 발성연습 및 호흡기 탈거용
- 호흡기에 의존하지 않는 장기 환자를 대상으로 Fenestra를 통해 상부기도로 호흡할 수 있도록 설계되었습니다.
- 단관 타입으로 이중관 OD가 상대적으로 작아 환자의 부담이 적습니다.
- Speech Valve T를 이용하면 보다 쉽게 단계적인 발성 연습이 가능합니다.

■ 구성품



FLEX CF

Cuff
Fenestra

- 자발적 발성연습 및 호흡기 탈거용
- Flex F type에 Cuff가 추가된 제품입니다.
- Cuff로 Tube를 고정된 상태에서 발성연습이 가능합니다.

■ 구성품

