

Sofit LOVE

Tracheostomy tube **SOFIT LOVE** (신생아 / 소아용)



SIZE	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	
O.D.	3.9	4.5	5.2	5.9	6.5	7.1	7.7	
Length	28	39	40	41	42	44	46	(mm)
LOVE P	○	○	○	○	○	○	○	
LOVE PF		○	○	○	○	○	○	
LOVE PC				○	○	○	○	
LOVE PC-S				○	○	○	○	

P : Pediatric (소아용)

C : Cuff (커프)

F : Fenestra (발성창)

S : Suction (흡인)

제조원

MEARA SENKO MEDICAL INSTRUMENT Mfg. Co., Ltd.

2-11-1, Hamakawado, Kasukabe-shi, Saitama 344-0054, Japan

수입원



(주)유신메디칼교역

Yushin Medical & Trading Co., Ltd.

서울 양천구 목동 중앙북로 24길 1-28 (목동 520-8)

TEL. 02-3664-4555 / FAX. 02-3664-4163

<http://www.yushinmedical.com>

ID 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

LOVE P

UnCuff



- 소아전용 기관절개튜브입니다. (**Cuff** 없는 기본 타입)
- 성인 튜브 대비 더욱 부드러운 재질로 제작되었습니다.

ID 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

LOVE PF

Fenestra



- 발성창(**Fenestra**)을 통해 발성 연습을 할 수 있습니다.
- **Speech Valve**의 장착이 가능하도록 설계되어 있습니다.

ID 4.0 4.5 5.0 5.5

LOVE PC

Cuff



- **Cuff**가 있는 소아전용 기관절개튜브입니다.
- 부드러운 재질의 **Cuff**를 적용하였습니다.

ID 4.0 4.5 5.0 5.5

LOVE PC-S

Cuff + Suction



- **Cuff** 상단의 **Suction** 기능이 추가된 튜브입니다.
- **Suction**을 통해 2차 감염(**VAP**)의 위험을 줄일 수 있습니다.



- ① **Speech Valve** : 발성연습용 밸브 (**LOVE PF**에 장착)
- ② **O2 Adaptor** : 산소 공급용 장치 (**Speech Valve**에 장착)
- ③ **Sofit-Vent SV-S** : 가온가습필터 (소아 전용)
- ④ **Sofit-Vent SV-LO2** : 가온가습필터 (w/ Suction Hole)



- ⑤ **FixBand-N** : 튜브 고정용 밴드
- ⑥ **O2 Supply Tube** : 산소 공급용 튜브 (**Sofit-Vent**에 장착)