

Double Cannula (이중관)

MERA Sofit

MERA Sofit Spec.		
ID	OD	Length
5.0	8.6	55
6.0	9.7	64
7.0	10.8	70
8.0	12.0	75
9.0	13.2	78

(mm)



SOFIT CF

Cuff
Fenestra

- 기관절개 직후 및 발성연습용
- 2중관으로 구성되어 내부캐놀라만 따로 세척 및 소독이 가능하여 관리가 편리하고 2차 감염을 방지합니다.
- 2 종류의 내부캐놀라를 이용하여 기관절개 직후 및 발성 연습용 두가지 목적으로 모두 사용 가능합니다.
- 내부캐놀라는 15mm 기본 타입과 Fenestra 타입 2 가지를 공급합니다.

■구성품



SOFIT CF-S

Cuff
Fenestra
Suction

- 기관절개 직후 및 발성연습용
- Sofit CF에 Suction Line이 추가된 제품입니다.
- Cuff 상단에 쌓인 분비물의 흡입이 가능하여 VAP의 발생 위험을 최소화할 수 있습니다.
- 내부캐놀라는 15mm 기본 타입과 Fenestra 타입 2 가지를 공급합니다.

■구성품



SOFIT F

Fenestra

- 자발적 발성연습 및 호흡기 탈거용
- 호흡기에 의존하지 않는 장기 환자를 대상으로 Fenestra를 통해 상부기도로 호흡할 수 있도록 설계되었습니다.
- 내부캐놀라는 15mm 기본 타입과 Fenestra 타입, 외부 외출용 타입 3 가지를 공급합니다.

■구성품

