

2 way Foley Catheter



Size (Fr)	Balloon Capacity	Length
6	1.5 ml	330 mm
8 ~ 10 ^(U)	3 ml	
12 ^(U) ~ 26 ^(U)	5 ml	400 mm
14	20 ml	400 mm
16 ~ 26	30 ml	

*(U) UniBal (integrated balloon)

3 way Foley Catheter



Size (Fr)	Balloon Capacity	Length
14	20 ml	400 mm
16 ~ 24	30 ml	
16 ~ 24	5 ml	400 mm

UniBal[®]

- ① Balloon을 Catheter 내부에 매립한 공법으로 Catheter 표면에 Balloon이 없으며 해당 부위에 돌출이 없어 삽입시 유리하며 환자의 통증을 최소화합니다.
- ② Tip에서 Balloon 끝의 거리가 짧아 소변잔류량과 방광의 자극을 최소화합니다.

