


ALL SILICONE NEPHROSTOMY CATHETER, UniBal[®]



보험코드 : J4042034

Size (Fr)	Balloon Capacity	Length
8 / 10	1.5 ml	400 mm
12	2 ml	
14	3 ml	
16 / 18 / 20 22 / 24	5 ml	

UniBal[®] 로써 표면에 Balloon 돌출부위가 없어 정확한 규격을 사용할 수 있습니다.

Open Tip으로 배액의 효율이 높습니다.

Catheter의 눈금을 통해 삽입 길이의 확인이 가능합니다.

100% All Silicone 재질로써 인체에 무해하며, 투명하기 때문에 Catheter 내부의 상태를 육안으로 확인할 수 있습니다.